

# Cabina de bioseguridad para manipulación de animales NU-610 de doble acceso, Clase II, Tipo A2

## Descripción

El Cabina de seguridad biológica de paso LabGard NU-610 Clase II , Tipo A2 Manejo de animales NuAire está diseñada para **manipulación segura de animales de laboratorio**, ofreciendo **alto rendimiento y comodidad para los técnicos**. Su diseño de **acceso dual** mejora la eficiencia operativa sin comprometer los estándares de seguridad.

## Doble Cara y Gran Apertura de Acceso

- Dos aberturas de **305 mm (12 pulgadas)** para facilitar la inserción y extracción de jaulas grandes de ratas y ratones.
- Permite que los técnicos trabajen **libremente con brazos y manos sobre las jaulas**.
- Mejora la **comodidad y eficiencia** durante la transferencia de animales.
- Avance significativo en **facilidad de uso**, manteniendo la contención y seguridad biológica.

## Solicitud de Transferencia Segura



ventas@abatec.com.mx

- La cabina de **doble acceso** funciona como **punto de unión entre dos salas** de un bioterio.
- Aísla eficazmente y agiliza la introducción de **nuevos animales de laboratorio**.
- Garantiza transferencias seguras después de períodos de **aislamiento exhaustivo**.



ventas@abatec.com.mx