

OV 625 Digital Dispersor

Descripción

El **OV 625 Digital Dispersor** de VELP Scientifica es un equipo de alta potencia diseñado para la homogenización, emulsificación, suspensión y mezcla a alta velocidad de tejidos biológicos, productos farmacéuticos, cosméticos y alimenticios. Este dispersor digital asegura un alto rendimiento y reproducibilidad en una amplia gama de aplicaciones.

Características Principales

- **Rango de Velocidad**: 3,000 a 25,000 rpm, controlado electrónicamente para una precisión óptima.
- **Pantalla LED de 3 dígitos**: Ofrece una visualización clara y precisa de la velocidad de operación.
- **Capacidad de Procesamiento**: Desde 0.2 mL hasta 2.5 L, con muestras de hasta 5,000 mPas de viscosidad.
- **Diseño Robusto**: Construcción en acero inoxidable con un diseño ergonómico que facilita su uso en el laboratorio.

ventas@abatec.com.mx

- **Alarma de Seguridad**: Incluye alertas por sobrecarga y sobretemperatura para proteger tanto al operador como al equipo.

ventas@abatec.com.mx