

PC 201 NT

Descripción

El **PC 201 NT** es un **puesto de bomba con resistencia química**, diseñado para laboratorios que requieren **alto rendimiento, control manual y eficiencia ambiental**.

Características principales:

- **Excelente resistencia química y elevada tolerancia a vapores**, garantizando durabilidad y seguridad.
- **Alto rendimiento incluso cerca del vacío final**, optimizando los tiempos de proceso.
- **Vacío final excelente**, incluso con la válvula de gas ballast abierta.
- **Control manual del vacío**, con display analógico para un monitoreo preciso.
- **Compatibilidad ambiental**, gracias a la eficaz recuperación de disolventes.

Especificaciones técnicas:

ventas@abatec.com.mx

- **Vacío final:** 1.5 mbar
- **Vacío final con gas ballast:** 3 mbar
- **Máx. capacidad de aspiración 50 Hz:** 3.4 m³/h

El **PC 201 NT** combina **rendimiento confiable, control preciso y eficiencia ambiental**, siendo ideal para laboratorios que requieren **procesos seguros, precisos y sostenibles**.

ventas@abatec.com.mx