

PC 3001 VARIO select TE

Descripción

La **PC 3001 VARIO Select TE** es una **bomba de membrana VARIO® con resistencia química**, diseñada para laboratorios que requieren **alto rendimiento, eficiencia y sostenibilidad**.

Características principales:

- **Condensador de hielo seco** a la salida de la bomba, sin necesidad de conexión de agua de refrigeración.
- **Control VACUU·SELECT** con interfaz gráfica y procesos de vacío predefinidos que simplifican el trabajo diario.
- **Detección automática del punto de ebullición**, ajustando el vacío para tiempos de proceso cortos.
- **Compacta y potente**, con excelente vacío final incluso con la válvula de gas ballast abierta.

ventas@abatec.com.mx

- **Operación silenciosa y de baja vibración**, ideal para entornos sensibles.
- **Compatibilidad ambiental**, gracias a bajo consumo de energía y eficiente recuperación de solventes.

Especificaciones técnicas:

- **Vacío final:** 2.0 mbar
- **Vacío final con gas ballast:** 4 mbar
- **Máx. capacidad de aspiración 50 Hz:** 2 m^3/h

La **PC 3001 VARIO Select TE** combina **rendimiento confiable, facilidad de uso y sostenibilidad**, siendo ideal para laboratorios que requieren **procesos precisos y eficientes con mínima intervención**.

ventas@abatec.com.mx