

PC 3002 VARIO select

Descripción

La **PC 3002 VARIO Select** es una **bomba de membrana VARIO® con resistencia química**, diseñada para ofrecer **alto rendimiento y eficiencia** en el laboratorio.

Características principales:

- **Control VACUU·SELECT** con interfaz gráfica y procesos de vacío predefinidos que simplifican el trabajo diario.
- **Detección automática del punto de ebullición**, ajustando el vacío para tiempos de proceso cortos.
- **Compacta y eficiente**, con buen vacío final incluso con la válvula de gas ballast abierta.
- **Funcionamiento silencioso y de baja vibración**, ideal para entornos sensibles.
- **Intervalos de mantenimiento prolongados**, reduciendo costos operativos.

ventas@abatec.com.mx

- **Compatibilidad ambiental**, gracias a bajo consumo de energía y eficiente recuperación de solventes.

Especificaciones técnicas:

- **Vacío final:** 7 mbar
- **Vacío final con gas ballast:** 12 mbar
- **Máx. capacidad de aspiración 50 Hz:** 2.8 m^3/h

La **PC 3002 VARIO Select** combina **durabilidad, eficiencia y facilidad de uso**, siendo ideal para laboratorios que requieren **procesos precisos, seguros y sostenibles**.

ventas@abatec.com.mx