

PC 3004 VARIO select

Descripción

La **PC 3004 VARIO Select** es una **bomba de membrana VARIO® con resistencia química**, diseñada para laboratorios que requieren **eficiencia, durabilidad y bajo consumo energético**.

Características principales:

- **Control VACUU·SELECT** con interfaz gráfica y procesos de vacío predefinidos que facilitan el trabajo diario.
- **Detección automática del punto de ebullición**, ajustando el vacío para tiempos de proceso cortos.
- **Cumple con los requisitos de laboratorio** para la mayoría de los solventes de alto punto de ebullición.
- **Membranas de larga duración**, reduciendo costos de operación y mantenimiento.

ventas@abatec.com.mx

- **Compatibilidad ambiental**, gracias a bajo consumo de energía y eficiente recuperación de solventes.

Especificaciones técnicas:

- **Vacío final:** 1.5 mbar
- **Vacío final con gas ballast:** 3 mbar
- **Máx. capacidad de aspiración 50 Hz:** 4.6 m^3/h

La **PC 3004 VARIO Select** combina **rendimiento confiable, eficiencia y durabilidad**, siendo ideal para laboratorios que requieren **procesos precisos, seguros y sostenibles**.

ventas@abatec.com.mx