

Placa calefactora (HM300)

Descripción

La **HM300** de Yamato es una **placa calefactora de acero inoxidable**, diseñada para ofrecer **alta precisión, resistencia química y facilidad de uso**. Ideal para laboratorios y aplicaciones donde se requiere **control digital de temperatura**.

Características principales

- **Alta precisión:** Control de temperatura con desviación menor a ±0,5 ℃.
- **Digital:** Configuración y visualización de temperatura en formato digital.
- **Construcción resistente:** Placa de acero inoxidable, fácil de limpiar y duradera.
- **Bajo consumo:** Calentador de 160 W (80 W × 2), eficiente para procesos de baja temperatura.
- **Segura y estable:** Termorregulación confiable con control de proporción de tiempo.

ventas@abatec.com.mx

Aplicaciones

- Laboratorios químicos, biológicos y de análisis.
- Calentamiento de **muestras pequeñas a medianas**.
- Procesos que requieren **precisión de temperatura baja y constante**.

ventas@abatec.com.mx