

Placa de calentamiento para laminillas KD-P NEW

Descripción

La **Placa de Calentamiento para Laminillas KD-P New** es un equipo innovador diseñado para laboratorios que buscan **precisión y eficiencia** en el calentamiento y manejo de laminillas. Además, gracias a su **diseño modular** y tecnología avanzada, ofrece un **control térmico estable y seguro**, optimizando los procesos de montaje y preparación de muestras. Por ello, resulta ideal para **mejorar la productividad** y la **calidad** en análisis clínicos y entornos de investigación.

Con esta placa, los usuarios pueden **trabajar de forma más ordenada y segura**, al mismo tiempo que reducen errores y tiempos de preparación.

Características destacadas

- **Diseño modular independiente y flexible**: permite conectar y combinar módulos según las necesidades del laboratorio, optimizando espacio y consumo de energía.
- **Interfaz táctil intuitiva**: pantalla digital LED con luz indicadora del estado de calefacción, lo que facilita el control y monitoreo del proceso.
- **Calentamiento con control PID inteligente**: sensor de temperatura de alta precisión y triple protección que asegura un funcionamiento estable y seguro.

ventas@abatec.com.mx

- **Iluminación LED ajustable**: ángulo universal que mejora la visibilidad durante la manipulación de laminillas.
- **Olla de alta conductividad térmica**: permite un calentamiento rápido y un mantenimiento sencillo, con acceso fácil para cambio de agua y limpieza.
- **Control independiente de temperatura en la olla**: detecta directamente la temperatura y regula de forma precisa, garantizando resultados uniformes.
- **Separador flexible en la bandeja de agua**: divide áreas según las necesidades del laboratorio, mejorando la organización y eficiencia del trabajo.

ventas@abatec.com.mx