

Probeta de vidrio 1l clase a base hexagonal. iso 4789

Descripción

La **probeta de vidrio 1 L, Clase A** con base hexagonal es un instrumento de laboratorio diseñado para la medición precisa de líquidos. Gracias a su diseño estable y base hexagonal, proporciona seguridad y evita vuelcos durante el uso. Además, cumple con la norma **ISO 4789**, garantizando exactitud en los volúmenes medidos y confiabilidad en los resultados.

Este equipo es ideal para laboratorios de química, biología, educación e investigación, ya que facilita el manejo de líquidos de manera precisa y segura. Por lo tanto, representa una herramienta confiable para trabajos que requieren mediciones exactas en análisis y experimentos científicos.

Características técnicas

- **Capacidad:** 1 litro
- **Clase:** A (alta precisión)
- **Material:** Vidrio de laboratorio de alta calidad
- **Base:** Hexagonal, para mayor estabilidad

ventas@abatec.com.mx

- **Norma:** ISO 4789
- **Aplicación:** Medición precisa de líquidos en laboratorios

ventas@abatec.com.mx