

Probeta de vidrio 250ml clase a base hexagonal. iso 4788

Descripción

La **probeta de vidrio 250 ml, Clase A** con base hexagonal es un instrumento de laboratorio diseñado para medir con exactitud volúmenes de líquidos. Su **base hexagonal** le otorga gran estabilidad, reduciendo el riesgo de vuelcos durante el trabajo. Además, está fabricada con vidrio de alta calidad y cumple con la norma internacional **ISO 4788**, lo que asegura precisión y confiabilidad en cada medición.

Este material es indispensable en laboratorios de química, biología, docencia e investigación, ya que permite obtener resultados seguros y reproducibles. Asimismo, su diseño ergonómico facilita el vertido de líquidos sin derrames, lo que la convierte en una herramienta práctica y eficiente.

Características técnicas

- **Capacidad:** 250 ml
- **Clase:** A (alta precisión)
- **Material:** Vidrio de laboratorio resistente

ventas@abatec.com.mx

- **Base:** Hexagonal, para mayor estabilidad
- **Norma:** ISO 4788
- **Uso principal:** Medición de volúmenes líquidos con exactitud

ventas@abatec.com.mx