

Probeta de vidrio 500ml clase a base hexagonal. iso 4788

Descripción

La **probeta de vidrio 500 ml, Clase A** con base hexagonal es un instrumento de laboratorio diseñado para realizar mediciones exactas de líquidos. Gracias a su **certificación ISO 4788**, garantiza precisión y uniformidad en cada uso, cumpliendo con los estándares internacionales de calidad.

Su **base hexagonal** proporciona gran estabilidad, evitando accidentes por vuelcos, mientras que el vidrio de alta resistencia asegura durabilidad frente al uso continuo en laboratorios. Además, su diseño graduado facilita la lectura de volúmenes y el vertido controlado, lo que la convierte en una herramienta confiable y práctica.

Características técnicas

- **Capacidad:** 500 ml
- **Clase:** A (alta precisión)
- **Material:** Vidrio de laboratorio resistente
- **Base:** Hexagonal, estable y segura

ventas@abatec.com.mx

- **Norma:** ISO 4788

- **Aplicación:** Medición precisa de líquidos en entornos profesionales

ventas@abatec.com.mx