

PRUEBA COVID-19 Ag

Descripción

El kit STANDARD Q COVID-19 Ag es una herramienta de diagnóstico profesional in vitro que consiste en un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de antígenos específicos de la nucleocápside del SARS-CoV-2 en muestras nasofaríngeas humanas. Este dispositivo, desarrollado por SD Biosensor, es ideal para puntos de atención médica (Point of Care), clínicas y hospitales, ya que no requiere infraestructura o equipamiento extra y su reactivo viene listo para usar con un almacenamiento sencillo a temperatura ambiente (2-30 °C). Con una elevada sensibilidad y especificidad clínica, el test facilita la identificación de pacientes sospechosos o con sintomatología activa mediante un procedimiento simple de tres gotas en el casete de prueba, entregando resultados visuales y claros en un tiempo de 15 a 30 minutos para optimizar la toma de decisiones médicas inmediatas.

ventas@abatec.com.mx