

Puntas 20ul, 10 racks 96 (960 puntas) esteril y filtro ret std

Descripción

Puntas para pipeta con filtro de 20 µL con retención estándar (RET STD) están diseñadas para técnicas críticas de laboratorio, incluyendo biología molecular, PCR y análisis químicos.

Fabricadas en **polipropileno (PP) de alta calidad**, incluyen **filtro integrado**, protegiendo la pipeta y evitando contaminación cruzada. Su **retención estándar** asegura dispensación confiable y reproducible en cada pipeteo.

Presentadas en **10 racks de 96 puntas cada uno**, listas para usar en pipetas de 20 µL. Ideales para laboratorios que requieren precisión, eficiencia y seguridad en la manipulación de líquidos pequeños.

Características destacadas

- Volumen: **20 µL**
- Material: **Polipropileno (PP)**
- Filtro integrado

ventas@abatec.com.mx

- Retención estándar (RET STD)
- Estériles
- Presentación: **10 racks de 96 puntas (960 unidades)**

Beneficios para el usuario

- Protección contra contaminación cruzada
- Precisión en la dispensación de líquidos pequeños
- Compatible con pipetas estándar sin ajustes adicionales
- Estériles, aptas para aplicaciones críticas
- Racks organizados para manejo eficiente en laboratorio

ventas@abatec.com.mx