

RC 5 Placa Calefactora

Descripción

La **RC 5 Placa Calefactora** de **VELP** **Scientifica** es un equipo de laboratorio de alta calidad diseñado para ofrecer un calentamiento eficiente y seguro en diversas aplicaciones científicas. Con capacidad para una posición, permite calentar matraces de hasta 15 litros simultáneamente, maximizando la productividad en el laboratorio.

Características Principales

- **Material de la Superficie de Calentamiento**: Aleación de aluminio con un diámetro de 135 mm, proporcionando una distribución uniforme del calor y excelente resistencia a productos químicos.
- **Rango de Temperatura**: Desde temperatura ambiente hasta 310 °C, ajustable mediante termostato incorporado.
- **Potencia**: 630 W, proporcionando un calentamiento rápido y eficiente.
- **Dimensiones**: 160 mm (ancho) x 85 mm (alto) x 270 mm (profundidad).
- **Peso**: 1.4 kg, facilitando su manejo y colocación en el laboratorio.

ventas@abatec.com.mx

- **Certificación IP42**: Ofrece protección contra líquidos y sólidos, garantizando la seguridad del operador.

- **Indicadores de Calor**

ventas@abatec.com.mx