

Agitador RCT basic ETS-D 5 Solution

Descripción

RCT basic ETS-D 5 Solution: control y seguridad

La RCT basic ETS-D 5 Solution es una opción completa y segura para agitación y calentamiento en el laboratorio. En primer lugar, combina el reconocido agitador magnético RCT basic con el termómetro electrónico ETS-D5, lo que eleva el control de los experimentos a un nuevo nivel de precisión. De esta manera, se obtiene un sistema robusto y fiable desde el inicio.

Control de temperatura mejorado

La principal ventaja de esta solución es el control avanzado de la temperatura.

- Por un lado, el ETS-D5 mide directamente en el líquido de la reacción, no solo en la placa.
- Por otro lado, ofrece una resolución de 0.1 K y una precisión de ajuste optimizada.
- Además, la pantalla puede colocarse a la altura de los ojos, lo que facilita la lectura rápida y cómoda.

En consecuencia, el usuario obtiene un control más exacto y resultados reproducibles en cada proceso.

ventas@abatec.com.mx

Sistema de seguridad interconectado

El sistema de seguridad está diseñado para trabajar de forma conjunta:

- En primer lugar, el circuito interno del RCT basic es independiente del software.
- Asimismo, puede ser controlado directamente por el termómetro de contacto.
- Si se supera la temperatura máxima programada, la calefacción se desconecta automáticamente.
- Mientras tanto, la agitación continúa para prevenir ebulliciones.

Por lo tanto, se garantiza un entorno de trabajo seguro y estable. Finalmente, el usuario puede trabajar con confianza incluso en condiciones exigentes.

Contenido del paquete

La RCT basic ETS-D 5 Solution incluye todos los componentes esenciales:

1. Agitador magnético RCT basic
2. Termómetro electrónico de contacto ETS-D5
3. Sonda de temperatura PT 1000.60 de acero inoxidable
4. Varillas magnéticas (30 y 40 mm)
5. Varilla de soporte H 16 V
6. Pinza en cruz H 44
7. Barra de fijación H 38

De esta forma, el usuario recibe un kit completo y listo para trabajar desde el primer momento.

Agitador RCT basic ETS-D 5

En resumen, la RCT basic ETS-D 5 Solution ofrece capacidad de agitación de hasta 20 litros, control de temperatura superior y funciones de seguridad avanzadas. Además, incluye todos los accesorios necesarios para un uso inmediato. Por consiguiente, es la elección ideal para quienes buscan precisión, fiabilidad y protección en sus experimentos de laboratorio. Así, se convierte en una solución integral que combina rendimiento, seguridad y comodidad.

ventas@abatec.com.mx