

Refractómetro de Salinidad PEN-SW (WV)

Descripción

El **Refractómetro de Salinidad ATAGO PEN-SW(WV)** es un medidor digital portátil diseñado para medir la concentración de sal en soluciones acuosas. Ideal para aplicaciones en la industria alimentaria, laboratorios y procesos industriales que requieren monitoreo constante de salinidad en tiempo real.

Características Principales

- **Rango de Medición**: 0.0% a 33.0% de concentración de sal (g/100mL).
- **Resolución**: 0.1% para concentraciones de 0.0% a 33.0%.
- **Precisión**: ±0.2% en todo el rango de medición.
- **Compensación Automática de Temperatura (ATC)**: Sí, de 10 a 40 °C.
- **Temperatura de la Muestra**: 10 a 100 °C.
- **Fuente de Alimentación**: 1 batería alcalina tipo AAA.

ventas@abatec.com.mx

- **Dimensiones y Peso**: 16 × 3.8 × 1.8 cm, 70 g (unidad principal).
- **Protección Internacional**: Clase IP65 (cuerpo) e IP67 (prisma), resistente al agua y polvo.
- **Función de Medición Continua**: Permite lecturas rápidas y constantes.
- **Interferencia de Luz Externa (ELI)**: Tecnología patentada para mediciones precisas en diversas condiciones de iluminación.