

MASTER-4M / MASTER-4PM: Refractómetro portátil versátil.

Descripción

El **Refractómetro Digital MASTER-4M / MASTER-4PM** mide con precisión la cantidad de sólidos y azúcares (Brix) en líquidos. **Gracias a** su diseño portátil y duradero, es perfecto para controlar la calidad de alimentos y bebidas. **Así que** es ideal para medir jugos, salsas, aderezos y otros líquidos.

Características Principales:

- **Material del Cuerpo**:
  - **MASTER-4M**: Hecho de metal, este modelo es resistente y adecuado para trabajos en condiciones difíciles. **En cambio**, el **MASTER-4PM**, fabricado en plástico, es mejor para medir líquidos salados o ácidos, **porque** tiene mayor durabilidad.
- **Medición Precisa**:
  - El **MASTER-4M** ofrece resultados exactos, lo que es fundamental para asegurar la calidad de productos como jugos y salsas.

ventas@abatec.com.mx

- **Portátil y Fácil de Usar**:
    - Su tamaño compacto hace que sea fácil de usar tanto en laboratorios como en líneas de producción.
- **Recomendación**:
    - **Si** trabajas con líquidos salados o ácidos, el **MASTER-4PM** es una mejor opción **porque** es más resistente y duradero.

Aplicaciones MASTER-4M / MASTER-4PM: Refractómetro:

El **MASTER-4M / MASTER-4PM** es ideal para la **industria alimentaria**. **Con él**, puedes medir la cantidad de azúcares (Brix) en jugos, salsas y otros líquidos, **lo que** garantiza que los productos tengan la misma calidad en todo momento.