

Refractómetro MASTER-RI para índice de refracción

Descripción

Refractómetro MASTER-RI

El **MASTER-RI** es un refractómetro de la Serie MASTER diseñado para medir con precisión el Índice de Refracción (RI) en líquidos. Su rango de medición va de 1.435 a 1.520, y cuenta con una resolución mínima de 0.001. Por lo tanto, permite obtener resultados exactos incluso en muestras críticas o cuando se requiere un control muy detallado del líquido analizado.

Este modelo es ideal para diferentes tipos de líquidos. Por ejemplo, puede medir el índice de refracción de **aceites vegetales**, **petróleo**, **residuos de fugas de aceite** y otros líquidos que necesiten un control riguroso. De esta manera, los profesionales pueden asegurar la calidad y pureza de los productos, así como detectar posibles contaminaciones o irregularidades en muestras industriales.

El **MASTER-RI** tiene un **diseño compacto y ligero** (3.2 x 3.4 x 16.8 cm, 130 g), lo que facilita su transporte y uso. Así, se puede utilizar en laboratorios, control de calidad industrial o directamente en campo. Además, su manejo sencillo permite obtener resultados precisos sin necesidad de equipos adicionales.

Información del producto Refractómetro MASTER-RI para índice de refracción:

ventas@abatec.com.mx

- **Modelo**: MASTER-RI
- **Cat.No.**: 2612
- **Rango de medición**: 1.435 a 1.520
- **Escala mínima**: 0.001
- **Dimensiones y peso**: 3.2 x 3.4 x 16.8 cm, 130 g

En conclusión, el **MASTER-RI** combina precisión, portabilidad y facilidad de uso. Además, permite optimizar procesos, garantizar resultados confiables y mejorar la eficiencia del trabajo diario en laboratorios e industrias.