

Refractómetro Digital Portátil PAL-BX|ACID7 Master Kit

Descripción

El **Refractómetro Digital Portátil PAL-BX|ACID7 Master Kit** está diseñado para medir con exactitud el contenido de azúcar (Brix) y la acidez total convertida a ácido cítrico, ideal para el análisis de arándanos.

- Su rango de medición es de **0.0 a 90.0 % Brix** y **0.10 a 4.00 % de acidez**
- Funcionamiento entre **10.0 y 40.0 °C**.
- Resolución de **0.1 % Brix**, **0.01 % de acidez** y **0.1 °C**
- **Brix: ±0.2 %** y **±0.10 % en acidez** (0.10–1.00 %)
- **Precisión relativa: ±10 %** (1.01–4.00 %) y **±1 °C** en temperatura.

Incluye accesorios esenciales como balanza digital, vaso medidor y cuchara dosificadora, lo que facilita su calibración y uso desde el primer día. Su diseño es compacto, resistente al agua (IP65) y permite obtener resultados en solo 3 segundos, ideal tanto para campo como laboratorio.

ventas@abatec.com.mx