

Refractómetro Digital Portátil WM-7

Descripción

Refractómetro Digital Portátil WM-7

El **WM-7** es un refractómetro digital portátil que permite medir el índice de refracción y la concentración de líquidos con gran precisión. Ideal para laboratorios, control de calidad e industrias como la alimentaria, química, y farmacéutica, este dispositivo ofrece mediciones rápidas y fiables.

Características Principales

- **Diseño compacto y portátil:** Fácil de transportar y usar tanto en laboratorio como en campo.
- **Pantalla digital clara:** Muestra lecturas precisas y fáciles de interpretar, incluso en condiciones de poca luz.
- **Calibración sencilla:** Permite ajustes rápidos para asegurar mediciones confiables en todo momento.
- **Versatilidad de medición:** Perfecto para medir la concentración de líquidos en diversas industrias.

ventas@abatec.com.mx

Ventajas

- **Mediciones rápidas:** Obtén resultados precisos en segundos, lo que optimiza los tiempos de trabajo.
- **Alta precisión:** Ideal para aplicaciones que requieren exactitud, como el control de calidad en la industria alimentaria.
- **Fácil de usar:** Su interfaz intuitiva facilita su manejo, tanto para profesionales como para novatos.

Uso en la Industria

El **WM-7** es ideal para aplicaciones que requieren monitoreo de concentración de líquidos, como jugos, salsas, bebidas, soluciones quí