

Refrigerador de laboratorio bajo encimera i.Series® iLR105-GX

Descripción

Refrigerador de laboratorio bajo encimera i.Series® iLR105-GX El **iPR105-GX** de Helmer combina la tecnología **OptiCool™** con el avanzado **Centro de Información i.C3®**, ofreciendo una protección excepcional. **Además**, este refrigerador bajo encimera de la línea **i.Series®** cuenta con un diseño optimizado para laboratorios clínicos y entornos ambulatorios. **De esta manera**, se adapta a espacios reducidos sin perder capacidad ni seguridad.

Características principales

- **Rendimiento superior**: La tecnología **OptiCool™** utiliza un compresor de capacidad variable (VCC) y refrigerantes naturales. **Por lo tanto**, asegura uniformidad y estabilidad de la temperatura en un rango de **+2 °C a +10 °C**.
- **Eficiencia energética**: Es entre un **50 % y un 65 % más eficiente** que los modelos tradicionales. **En consecuencia**, su consumo de solo **1.37 kWh/día** reduce costos operativos y el impacto ambiental.
- **Funcionamiento silencioso**: Con un nivel de ruido de **42 dB**, crea un entorno de trabajo tranquilo y cómodo.
- **Monitoreo avanzado i.C3®**: La pantalla táctil a color brinda un control completo. **Asimismo**, permite el monitoreo constante de la temperatura, registros de información y funciones de seguridad protegidas con contraseña.
- **Diseño versátil**: Su formato compacto se ajusta perfectamente bajo encimeras estándar que cumplen con la normativa ADA. **De esta manera**, ofrece flexibilidad en la

ventas@abatec.com.mx

instalación.

- **Seguridad garantizada**: Un sistema de alarmas audibles y visuales notifica de inmediato cualquier incidente, como fallas de energía o puertas abiertas.
- **Calidad y certificaciones**: Cumple con la estricta norma **NSF/ANSI 456** para almacenamiento de vacunas (con la configuración adecuada). **Finalmente**, cuenta con certificaciones **Energy Star®, QPS, CE y RoHS**.

Refrigerador de laboratorio bajo encimera i.Series® iLR105-GX

Elige el **iPR105-GX** para un almacenamiento de grado profesional, seguro y eficiente. **En consecuencia**, este refrigerador de la **i.Series®** es la opción ideal para proteger productos sensibles en laboratorios y clínicas.