

Refrigerador de Farmacia Horizon Series™ HPR113-GX

Descripción

Refrigerador de Farmacia Horizon Series™ HPR113-GX

El **HPR113-GX Horizon Series™** es la solución ideal para farmacias, hospitales, salas blancas y laboratorios con espacio limitado que necesitan un refrigerador médico certificado. **Además**, su diseño compacto y vertical ofrece almacenamiento seguro de vacunas y medicamentos. **De hecho**, cumple con la norma **NSF/ANSI 456**, lo que garantiza un almacenamiento confiable de vacunas. **Asimismo**, gracias a la tecnología avanzada **OptiCool™**, este refrigerador combina un compresor de capacidad variable (VCC) con refrigerantes ecológicos. **Por lo tanto**, asegura:

- Temperatura estable y uniforme para proteger vacunas y fármacos.
- Rápida recuperación térmica incluso con aperturas frecuentes.
- Ahorro energético del **50–65 %** frente a sistemas tradicionales.
- Funcionamiento silencioso (**39 dB**) y baja emisión de calor.

Características principales

- **Certificación NSF/ANSI 456** para almacenamiento seguro de vacunas.
- **Rango de temperatura controlada:** +2 °C a +10 °C (punto de ajuste +5 °C).

ventas@abatec.com.mx

- **Control digital con microprocesador** y alarmas integradas (alta/baja temperatura, falla de energía, puerta abierta, condensador, batería baja).
- **Alarma/monitor LED Horizon** con registro de valores mínimos y máximos.
- **Certificación Energy Star®**, que asegura máxima eficiencia energética.
- **Certificado de calibración ISO 17025** con termómetro de referencia incluido.
- **Garantía Rel.i™ Plus:** 5 años para compresor, 2 años en piezas y 1 año en mano de obra.

ventas@abatec.com.mx