

Refrigerador de paso iPR226-GX i.Series®

Descripción

Refrigerador de paso iPR226-GX – Helmer El **iPR226-GX de Helmer** combina la tecnología **OptiCool™** con el avanzado centro de información **i.C3®**, ofreciendo una protección confiable para productos sensibles. **Además**, su diseño de paso lo hace ideal para instalarse entre dos espacios, como una sala limpia y una antesala, cumpliendo con la norma **USP <797>**.

Características principales Refrigerador de paso iPR226-GX

- **Flujo de trabajo optimizado:** Su diseño de doble puerta, una en cada lado, facilita la transferencia de productos. **De hecho**, ha sido probado para resistir múltiples y prolongadas aperturas. **Asimismo**, la tecnología opcional de puerta entrelazada **i.Lock™** ayuda a cumplir con la norma USP <797>.
- **Tecnología OptiCool™:** Utiliza un compresor de capacidad variable (VCC) y refrigerantes naturales. **En consecuencia**, asegura uniformidad, rápida recuperación y estabilidad de temperatura en un rango de **+2 °C a +10 °C**.
- **Eficiencia y rendimiento:** Funciona de manera silenciosa y con bajo consumo energético. **Por lo tanto**, crea un entorno de trabajo más cómodo sin comprometer la seguridad de los productos.
- **Monitoreo y seguridad:** La pantalla táctil **i.C3®** ofrece gráficos, alarmas integradas y protección con contraseña. **Además**, las alarmas audibles y visuales notifican cualquier problema en tiempo real.

ventas@abatec.com.mx

- **Almacenamiento configurable:** Incluye 3 estantes ventilados y 3 cajones de acero inoxidable. **De esta manera**, permite una organización flexible y segura.
- **Calidad y fiabilidad:** Viene con certificado de calibración **ISO 17025**. **Finalmente**, cuenta con certificaciones **QPS, CE y RoHS**, lo que garantiza su calidad y cumplimiento normativo.

El **iPR226-GX** combina eficiencia, seguridad y flexibilidad de almacenamiento. **En consecuencia**, es la solución ideal para hospitales, farmacias y laboratorios que requieren un refrigerador de paso confiable y conforme a normas internacionales.

ventas@abatec.com.mx