

RH basic

Descripción

El **RH basic** es un **agitador magnético económico y confiable**, diseñado para garantizar un rendimiento óptimo en aplicaciones de laboratorio que requieren agitación y calentamiento controlados. Este modelo es conocido como el agitador magnético con calefacción RH basic. El agitador magnético con calefacción RH basic es ideal para múltiples aplicaciones.

Equipa una **placa calefactora de acero y cobre** con una potencia de **600 W**, capaz de alcanzar hasta **320 °C**, asegurando un **calentamiento rápido y uniforme**. Su conector según **DIN 12878** permite integrar un **termómetro electrónico ETS-D5**, logrando un **control preciso de la temperatura directamente en el fluido.** Sin duda, el agitador magnético con calefacción RH basic es esencial en cualquier laboratorio.

Entre sus principales características destacan:

- **Capacidad de agitación hasta 15 litros** de agua (H_2O).
- **Potente campo magnético** con rango de velocidad de **100 – 2000 rpm**.
- **Arranque suave del motor agitador**, protegiendo las muestras.

ventas@abatec.com.mx

- **Rosca M10** para varilla de soporte incluida.
- **Circuito de seguridad ajustable** entre 100 y 360 °C.
- **Accesorios incluidos**: varillas de agitación IKAFLON®, cubierta protectora y asa de seguridad.

Compacto, seguro y eficiente, el **RH basic** es la opción ideal para laboratorios que buscan **una solución práctica y económica con alto rendimiento** en la agitación con calefacción.

ventas@abatec.com.mx