

Agitador magnético digital RH digital white

Descripción

Agitador magnético digital con calefacción RH digital white El **RH digital white** es un agitador magnético digital con calefacción, diseñado para ofrecer **precisión, seguridad y durabilidad** en entornos de laboratorio. **Además**, su diseño compacto lo convierte en una opción práctica para diferentes aplicaciones.

Placa calefactora Agitador magnético digital con calefacción RH digital white

Cuenta con una **placa de cerámica** altamente resistente a sustancias químicas y fácil de limpiar. **De esta manera**, alcanza hasta **320 °C** con una potencia de **600 W**, asegurando un calentamiento rápido y uniforme. **Asimismo**, gracias a su conector hembra según **DIN 12878**, permite la conexión de un termómetro electrónico **ETS-D5**, lo que garantiza un control de temperatura directo y preciso en el fluido.

Control digital

Su **pantalla LED digital** muestra en tiempo real la temperatura y la velocidad. **Por lo tanto**, el usuario puede supervisar el proceso con claridad. **En consecuencia**, el teclado táctil intuitivo facilita un manejo cómodo y seguro.

ventas@abatec.com.mx

Características principales

- Agitación de hasta **15 litros (H_2O)**.
- Rango de velocidad de **100 – 2000 rpm**, con exactitud de **50 rpm**.
- Arranque suave del motor agitador, protegiendo la muestra.
- Placa cerámica de alta durabilidad y resistencia química.
- Circuito de seguridad regulable entre **100 y 360 °C**.
- Indicador digital de código de error para mayor seguridad.
- Accesorios incluidos: varillas magnéticas **IKAFLON®**, cubierta protectora, asa de seguridad y destornillador para el circuito.

Ventajas Agitador magnético digital con calefacción RH digital white

En consecuencia, el **RH digital white** combina tecnología digital avanzada con la resistencia de la cerámica. **Finalmente**, es la opción ideal para laboratorios que buscan **control, seguridad y larga vida útil** en la agitación con calefacción.

ventas@abatec.com.mx