

RO 10

Descripción

El **RO 10** es un **agitador magnético digital de múltiples puestos**, diseñado para realizar **análisis en serie bajo condiciones reproducibles**. Con **10 posiciones de agitación de funcionamiento sincrónico**, garantiza que todas las muestras se agiten a la misma velocidad, incluso al variar la carga.

Su **accionamiento por bobina silencioso y sin desgaste** permite un **funcionamiento continuo seguro y confiable**, mientras que el diseño cerrado y compacto facilita la limpieza y protege el equipo contra la penetración de líquidos.

Características principales:

- **10 puestos de agitación** con **distancia de 90 mm** entre ellos.
- **Velocidad constante 0 – 1200 rpm**, con desviación individual de 0 % por puesto.
- **Modo económico** para reducir el calentamiento de la superficie.
- **Inversión ajustable del sentido de giro** según la aplicación.

ventas@abatec.com.mx

- **Indicación de códigos de error** para un manejo seguro.
- **Manejo sencillo** mediante teclado de membrana.
- **Superficie de acero inoxidable** de alta durabilidad, con lámina antideslizante transparente incluida.

Compacto, seguro y eficiente, el **RO 10** es ideal para **laboratorios que requieren agitación sincrónica en múltiples muestras**, garantizando **resultados reproducibles y un funcionamiento confiable a largo plazo**.