

Agitador tridimensional ROCKER 3D Basic

Descripción

ROCKER 3D basic: Agitación tridimensional confiable

El Agitador tridimensional ROCKER 3D Basic es un agitador diseñado para lograr mezclas homogéneas en frascos, placas de Petri y tubos. Además, su movimiento basculante en tres dimensiones asegura una distribución uniforme de las muestras. Por lo tanto, resulta ideal para cultivos celulares, extracciones de ADN, distribución de células y procesos de tinción o decoloración. Asimismo, la velocidad fija de 30 rpm y el ángulo de volteo constante garantizan resultados reproducibles incluso frente a variaciones de carga o voltaje. De esta manera, el equipo incluye una estera de goma antideslizante y es compatible con incubadoras de 4 a 50 °C. Finalmente, su diseño compacto y la plataforma apilable permiten optimizar el espacio de trabajo.

Agitación y rendimiento

- Movimiento tridimensional con ángulo fijo de 8°
- Velocidad fija: 30 rpm
- Peso máximo de agitación: 2 kg
- Plataforma apilable para ahorrar espacio
- Apto para funcionamiento continuo

ventas@abatec.com.mx

Plataforma y seguridad

- Estera de goma antideslizante incluida
- Temperatura ambiental: 4–50 °C
- Humedad relativa: hasta 80 %
- Clase de protección: IP21

Información técnica Agitador tridimensional ROCKER 3D Basic

- Tipo de movimiento: volteo tridimensional
- Indicador de velocidad: ninguno
- Indicador de tiempo: ninguno
- Altura con plataforma apilada: 30 mm
- Dimensiones: 280 × 165 × 330 mm
- Peso: 2.2 kg
- Voltaje: 100–240 V | Frecuencia: 50/60 Hz
- Voltaje DC: 24 V=
- Consumo: 24 W / 1000 mA

En resumen, el **ROCKER 3D basic** combina agitación suave, resultados reproducibles y un diseño práctico. Además, ofrece seguridad, compatibilidad con incubadoras y facilidad de uso. Por consiguiente, es una solución confiable para laboratorios que requieren mezclas homogéneas y consistentes.

ventas@abatec.com.mx