

Agitador ROLLER 10 basic

Descripción

ROLLER 10 basic: Agitación suave y práctica

El ROLLER 10 basic es un agitador de 10 rodillos que ofrece acción basculante y rodante suave a velocidad fija de 30 rpm. Es ideal para mezclar sangre, suspensiones líquidas o sólidas y muestras viscosas. Además, puede usarse con tubos y botellas cilíndricas convencionales. Sus rodillos desmontables permiten una limpieza rápida en caso de derrames. De esta manera, el equipo resulta práctico y seguro. Asimismo, es apto para incubadoras entre 4 y 50 °C y para funcionamiento continuo. Por lo tanto, se adapta a diferentes aplicaciones de laboratorio. Incluso facilita la agitación de tubos grandes. Finalmente, su manejo es sencillo mediante teclado táctil.

Información técnica

- Tipo de movimiento: rodamiento
- Tiempo permitido encendido: 100 %
- Velocidad: 30 rpm
- Indicador de velocidad: ninguno
- Contador de tiempo: ninguno
- Modo de operación: continua
- Número de rodillos: 10
- Diámetro de rodillos: 32 mm

ventas@abatec.com.mx

- Longitud de rodillos: 327 mm
- Área de trabajo: 350 mm
- Ángulo de inclinación fijo: 3°
- Recorrido máximo extremo rodillo: 16 mm
- Rodillos extraíbles y sustituibles: sí
- Dimensiones: 380 × 115 × 545 mm
- Peso: 8.242 kg
- Temperatura ambiental: 4–50 °C
- Humedad relativa: hasta 80 %
- Clase de protección: IP21
- Voltaje: 100–240 V, DC 24 V=
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Consumo de energía: 24 W / 1000 mA

En resumen, el ROLLER 10 basic combina agitación suave, limpieza sencilla y uso continuo. Asimismo, ofrece seguridad, compatibilidad con distintos recipientes y un manejo simple. Por consiguiente, es una solución confiable para laboratorios que buscan resultados consistentes. Entonces, se convierte en un aliado esencial en el trabajo diario. Por otro lado, su diseño robusto asegura durabilidad. En efecto, representa una inversión segura en procesos de calidad.

ventas@abatec.com.mx