

ROLLER 6 Basic para muestras de laboratorio

Descripción

ROLLER 6 Basic para muestras de laboratorio

El **ROLLER 6 Basic para muestras de laboratorio** es un agitador de 6 rodillos que combina movimientos basculante y rodante a velocidad fija. Por ello, es ideal para mezclar muestras de sangre, suspensiones líquidas o sólidas, así como muestras viscosas. Además, puede trabajar con todo tipo de tubos y botellas cilíndricas convencionales.

Gracias a sus rodillos desmontables, la limpieza es rápida y sencilla en caso de derrames. Esto mejora la eficiencia en el laboratorio y evita interrupciones en los procesos.

Este agitador también se puede usar en incubadoras con temperaturas de 4 a 50 °C y permite operación continua. Asimismo, se controla fácilmente mediante un teclado táctil, aumentando la comodidad y la seguridad del operador. Por ello, garantiza un trabajo confiable y resultados uniformes en cada proceso.

Características técnicas ROLLER 6 Basic para muestras de laboratorio

- Tipo de movimiento: rodamiento
- Velocidad: 30 rpm

ventas@abatec.com.mx

- Rodillos: 6, extraíbles y reemplazables
- Diámetro de rodillos: 32 mm
- Longitud de rodillos: 327 mm
- Área de trabajo: 350 mm
- Ángulo de inclinación fijo: 3°
- Recorrido máximo extremo del rodillo: 16 mm
- Operación continua: 100 %
- Dimensiones: 240 × 115 × 545 mm
- Peso: 4.563 kg
- Temperatura de uso: 4–50 °C
- Humedad relativa: hasta 80 %
- Clase de protección: IP 21
- Voltaje: 100–240 V, DC 24 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Consumo de energía: 24 W / 1000 mA

ventas@abatec.com.mx

En resumen, el **ROLLER 6 Basic** es confiable, fácil de usar y garantiza mezclas uniformes. Además, su diseño compacto y robusto facilita la limpieza y mantenimiento. Por ello, representa una excelente opción para laboratorios que necesitan eficiencia, seguridad y resultados consistentes en sus procesos diarios.

ventas@abatec.com.mx