

ROTAVISC me-vi Complete

Descripción

El **IKA ROTAVISC me-vi Complete** permite determinar la viscosidad de líquidos en todos los ámbitos de aplicación, desde laboratorio hasta control de calidad. Mide en un rango amplio y ofrece resultados rápidos y precisos.

Volumen de suministro:

- ROTAVISC me-vi
- Soporte ROTASTAND
- SP set-2
- PT 100.8
- Guard rail

Facilidad de manejo:

Pantalla TFT de 4,3″ con navegación intuitiva y nivel digital para correcto ajuste inicial. Función de rampa para tareas repetitivas.

ventas@abatec.com.mx

Información técnica

- **Rango de medición de la viscosidad:** 40,000,000 mPas
- **Precisión de la viscosidad:** ±1 %
- **Repetibilidad:** ±0.2 %
- **Torque del resorte:** 0.7187 mNm
- **Raíl de guía:** me-vi
- **Agujas de medición:** SP set-2
- **Potencia del motor:** 4.8 W
- **Protección contra sobrecargas:** Sí
- **Dirección de rotación del motor:** Derecha

ventas@abatec.com.mx