

RT 10

Descripción

El **RT 10**, conocido formalmente como agitador magnético digital con calefacción de 10 puestos RT 10, es un **agitador magnético digital de 10 puestos con placa calefactora**. Está diseñado para **agitación y calentamiento sincrónicos** en laboratorios. El agitador magnético digital con calefacción de 10 puestos RT 10 requiere **resultados reproducibles y uniformes**.

Tecnología de Agitación y Calefacción

Gracias a su **tecnología de bobina magnética**, el RT 10 proporciona una **agitación silenciosa y constante** en todas las posiciones. Además, la **placa calefactora de aleación de aluminio** asegura una distribución homogénea del calor, alcanzando **hasta 120 °C en la superficie** y **70 °C en el fluido** (dependiendo del recipiente).

Por lo tanto, este equipo es ideal para laboratorios que necesitan **precisión y confiabilidad** en cada mezcla.

Características Principales

ventas@abatec.com.mx

- **10 puestos de agitación**, con 90 mm de separación entre ellos, adaptables a distintas configuraciones de laboratorio.
- **Velocidad ajustable** de 0 a 1000 rpm, con incrementos de 10 rpm.
- **Modo Eco**, que reduce el calentamiento innecesario de la superficie.
- **Agitación inversa** ajustable según las necesidades de la mezcla.
- **Bobinas magnéticas sin desgaste**, permitiendo operación continua sin interrupciones.
- **Circuito de seguridad regulable** entre 50 y 150 °C.
- **Control LED** de temperatura y velocidad, con indicador de códigos de error.
- **Superficie de aluminio** con distribución uniforme de temperatura y **lámina de silicona protectora** incluida.

Eficiencia y Seguridad

El RT 10 combina **eficiencia, precisión y seguridad**. Por esta razón, es la opción ideal para laboratorios que requieren agitación y calentamiento sincronizados de múltiples muestras, con **control exacto de temperatura**.

En resumen, el **agitador magnético digital con calefacción RT 10** asegura **resultados confiables y uniformes**, simplificando el trabajo diario en laboratorios exigentes.

ventas@abatec.com.mx