

RV 10 Digital Pro V-C

Descripción

RV 10 Digital Pro V-C Double Complete

Es un kit completo diseñado para cubrir las necesidades más exigentes en evaporación y concentración de disolventes en el laboratorio. De esta manera, combina la robustez y confiabilidad de los rotavapores RV 10 digital V-C con todos los accesorios necesarios. Así, se pueden realizar procesos de evaporación de manera eficiente, segura y reproducible.

Aplicaciones

Este sistema es ideal para química, farmacéutica y biotecnología. Por otra parte, ofrece control preciso de la velocidad de rotación, la temperatura del baño y el vacío. Además, permite optimizar los tiempos de proceso y proteger las muestras durante la operación. De esta forma, los resultados son consistentes y seguros.

Información técnica

- Tipo de enfriamiento: vertical
- Superficie de enfriamiento: 1500 cm^2

ventas@abatec.com.mx

- Principio del motor: DC
- Rango de velocidad: 5 – 280 rpm
- Dirección reversible de rotación: sí
- Movimiento del elevador: 140 mm
- Rango de temperatura de calefacción: ambiente – 180 °C
- Potencia de calefacción: 1300 W
- Control de calefacción: ±1 K
- Volumen máximo de baño: 3 L
- Controlador de vacío integrado: sí

RV 10 digital pro V-C

En conclusión, combina facilidad de uso, precisión y seguridad. Por lo tanto, es ideal para laboratorios que necesitan evaporar o concentrar disolventes de manera eficiente. Además, su diseño confiable y los accesorios incluidos permiten procesos reproducibles y protegen las muestras en todo momento.

ventas@abatec.com.mx