

RV 10 digital pro V Complete

Descripción

El **RV 10 digital pro V Complete** es un sistema de rotavapor diseñado para laboratorios que requieren **evaporación eficiente y controlada de disolventes**, combinando **precisión, seguridad y facilidad de uso**. Este equipo se adapta a diversas aplicaciones en química, farmacéutica y biotecnología, proporcionando resultados reproducibles y tiempos de proceso optimizados.

Información Técnica (en puntos)

- **Tipo de enfriamiento:** vertical
- **Superficie de enfriamiento:** 1500 cm²
- **Principio del motor:** DC
- **Rango de velocidad:** 5 – 280 rpm
- **Dirección reversible de rotación:** sí
- **Elevador:** motorizado

ventas@abatec.com.mx

- **Movimiento del elevador:** 140 mm
- **Rango de temperatura de calefacción:** temperatura ambiente – 180 °C
- **Potencia de calefacción:** 1300 W
- **Control de calefacción:** ±1 K
- **Volumen máximo de baño:** 3 L
- **Controlador de vacío integrado:** sí
- **Rango de ajuste de vacío:** 1050 – 1 mbar
- **Rango de medición de vacío:** 1050 – 1 mbar
- **Exactitud de medición de vacío:** ±2 mbar
- **Contador de tiempo:** sí

ventas@abatec.com.mx