

RV 8 FLEX

Descripción

El **RV 8 FLEX** es la **unidad manual básica de la gama de rotavapores IKA®**, ideal para aplicaciones en **química, farmacéutica y biotecnología**, así como en **investigación y desarrollo, producción y aseguramiento de la calidad**. Su diseño versátil lo convierte en una opción perfecta para **laboratorios y plantas piloto** que requieren un control preciso y seguro de sus procesos de destilación.

Especificaciones técnicas

- Tipo de enfriamiento: **sin condensador**
- Motor: **DC**
- Rango de velocidad: **5 – 300 rpm**
- Tolerancia de velocidad: ±1 rpm (<100 rpm), ±1 % (>100 rpm)
- Elevador: **manual**, recorrido 120 mm

ventas@abatec.com.mx

- Rango de temperatura: **ambiente – 180 °C**
- Potencia de calefacción: **1400 W**
- Control de calentamiento: **preciso 1 K**
- Volumen máximo de baño: **4 l**
- Dimensiones: **510 × 490 × 345 mm**
- Peso: **22.366 kg**

ventas@abatec.com.mx