

Agitador de laboratorio RW 28 digital

Descripción

Agitador de laboratorio RW 28 digital El **RW 28 digital** es un agitador de laboratorio diseñado para aplicaciones exigentes que requieren alta potencia. **Además**, puede manejar líquidos de gran viscosidad y volúmenes elevados. **De esta manera**, se convierte en la solución ideal para laboratorios y plantas piloto que buscan un rendimiento confiable y estable. Este equipo tiene la capacidad de agitar hasta **80 litros de agua** y mezclar líquidos con una viscosidad de hasta **50.000 mPas**. **Por lo tanto**, ofrece fuerza y precisión en procesos de mezcla complejos.

Características principales

- **Indicador digital de velocidad**, que permite monitorear y ajustar el proceso con precisión.
- **Motor de accionamiento constante**, que garantiza un rendimiento estable en todo momento.
- **Dos rangos de velocidad**:
  - 60 a 400 rpm en el primer rango
  - 240 a 1400 rpm en el segundo rango
- **Diseño robusto y ergonómico**, pensado para un uso intensivo.
- **Funcionamiento silencioso**, que mejora el entorno de trabajo.

ventas@abatec.com.mx

Seguridad y durabilidad

- **Protección contra el sobrecalentamiento del motor**.
- **Limitador de temperatura con autobloqueo**.
- **Protección frente a sobrecargas**, que asegura mayor fiabilidad.

Agitador de laboratorio RW 28 digital

El **RW 28 digital** combina fuerza, precisión y seguridad. **En consecuencia**, es una herramienta confiable para laboratorios que trabajan con grandes volúmenes y viscosidades elevadas. **Finalmente**, su diseño robusto asegura un uso prolongado y estable en cualquier entorno de trabajo.

ventas@abatec.com.mx