

Screening System Package (8 Cells)

Descripción

Sistema de Electrosíntesis Multilote Screening System Package (8 Cells)

El Screening System Package (8 Cells) es un sistema de electrosíntesis multilote diseñado para realizar investigaciones rápidas y eficientes en el campo de las electroconversiones. Gracias a su configuración de ocho celdas, permite llevar a cabo múltiples reacciones de manera simultánea, lo que acelera los procesos de investigación y desarrollo. De esta forma, los investigadores pueden comparar condiciones experimentales en paralelo y obtener resultados reproducibles en menos tiempo. Además, el sistema es totalmente compatible con otros equipos de laboratorio y puede ser controlado mediante el software labworldsoft 6.0, lo que facilita la integración en flujos de trabajo digitales y automatizados. Por lo tanto, se convierte en una herramienta versátil para laboratorios que buscan optimizar recursos y aumentar la productividad.

Información Técnica

- Diámetro de celda: 150 mm
- Volumen máximo por celda: 0.160 l
- Material de las celdas: PTFE, resistente a químicos agresivos

ventas@abatec.com.mx

- Número de cámaras: 8
- Peso total: 24.9 kg
- Rango de temperatura ambiental: 5–200 °C
- Interfaz: RS 232
- Potencia análoga: sí
- Voltaje: 230 / 115 V
- Frecuencia: 50/60 Hz

Screening System Package (8 Cells)

En resumen, el Screening System Package (8 Cells) ofrece un entorno multilote seguro, eficiente y flexible para la investigación en electrosíntesis. Asimismo, su diseño robusto y su compatibilidad con software especializado garantizan un control preciso de los parámetros experimentales. Por consiguiente, es la elección ideal para laboratorios que buscan acelerar sus proyectos de electroquímica con resultados fiables y comparables.

ventas@abatec.com.mx