

Secador de laminillas con baño de agua KD-PIII

Descripción

El **secador de laminillas KD-PIII con baño de agua** es una solución versátil y precisa para laboratorios que necesitan un secado eficiente de portaobjetos en procesos histológicos y de investigación. **Además**, su diseño compacto integra un sistema de baño térmico que mantiene la temperatura constante, lo que permite la adhesión y el secado uniforme de las laminillas sin afectar la calidad de las muestras.

Por otra parte, el KD-PIII facilita el flujo de trabajo en el laboratorio gracias a su **facilidad de uso, control de temperatura ajustable y materiales resistentes de larga duración**. Es ideal para entornos clínicos y de análisis biomédico, **ya que** garantiza resultados reproducibles y una operación segura.

Descripción

- **Placa calefactora de alta calidad** con control mediante teclado, memoria automática gestionada por microordenador y pantalla digital de tubo.

- **Calentamiento rápido y eficiente**, con elemento calefactor de nueva generación que asegura larga vida útil y ahorro de energía.

ventas@abatec.com.mx

- **Visualización de temperaturas**: muestra tanto la temperatura real como la preestablecida.
- **Funciones de memoria y restauración automáticas**: los datos de temperatura se guardan automáticamente después de cada uso.
- **Superficie resistente** de material negro especial, que protege contra la abrasión y la corrosión.

Especificaciones técnicas

- **Rango de temperatura**: ajustable continuamente de RT a 90 °C, con mantenimiento automático.
- **Precisión de control**: ±1 °C.
- **Temperatura ambiental adecuada**: 0 – 90 °C.
- **Voltaje de trabajo**: CA 220 V ± 10 % 50 Hz (modelo estándar) / CA 110 V ± 10 % 60 Hz.
- **Potencia**: 200 W.
- **Dimensiones**: 340 × 350 × 130 mm (ancho × profundidad × alto).
- **Peso neto**: 6 kg.

ventas@abatec.com.mx