

Secador por congelación piloto BK-PFD50S BK-PFD50T BK-PFD100S BK-PFD100T

Descripción

El secador por congelación Biobase (gabinete cuadrado) está hecho de material SUS304 y se utiliza un sistema de calentamiento por circulación de aceite de silicona para garantizar la uniformidad del enfriamiento y calentamiento del estante. La diferencia de temperatura es de solo 1 °C después del equilibrio de temperatura del estante. La temperatura de la trampa de frío puede alcanzar los -80 °C. Adaptado a las muestras que contienen disolventes orgánicos y condiciones de secado y proceso para explorar (procesamiento de alimentos, deshidratación, preparación del suelo, etc.).

ventas@abatec.com.mx