

Stomacher 3500W Water Biowasher Seward

Descripción

Stomacher 3500W Water Biowasher Seward

El Stomacher 3500W Water Biowasher Seward está diseñado para procesar grandes volúmenes de fibras filtrantes provenientes de filtros de cartucho. Además, se utiliza específicamente en pruebas de parásitos transmitidos por el agua, como *Cryptosporidium* y *Giardia*, por lo que su método es reconocido internacionalmente como estándar en microbiología ambiental y análisis de agua potable.

Por ello, este equipo permite un lavado y enjuague microbiológico controlado de órganos, tejidos y superficies biológicas, garantizando un procesamiento seguro y estandarizado. Además, asegura resultados confiables y consistentes, siendo ideal para laboratorios que requieren precisión y eficiencia.

Características principales:

- Capacidad de hasta 4000 ml, lo que facilita el procesamiento de grandes muestras
- Sistema de flujo de agua integrado que asegura un lavado eficiente
- Procesamiento de muestras de 400 a 3500 ml

ventas@abatec.com.mx

- Compatible con incubadoras y sistemas de laboratorio

Compatibilidad con bolsas Stomacher®:

- BA6042 Standard 3500 (60 µm), adecuado para operaciones estándar
- BA6042/HD (80 µm), diseñado para aplicaciones más resistentes
- Nueva bolsa esterilizable en autoclave, ideal para pruebas de esterilidad

Ventajas principales:

- Construcción duradera y confiable
- Fácil de usar y limpiar
- Garantiza resultados consistentes y reproducibles
- Además, optimiza el flujo de trabajo en laboratorios de microbiología y análisis ambiental

En conclusión, el Stomacher 3500W combina precisión, seguridad y eficiencia, permitiendo así el manejo seguro de grandes muestras de agua o tejidos biológicos en cualquier laboratorio.