

Homogeneizador T 18 mini digital ULTRA-TURRAX®

Descripción

El **T 18 mini digital ULTRA-TURRAX®** es un homogeneizador de laboratorio económico y de alto rendimiento. El ofrece un rango de velocidad de **3.000 a 25.000 rpm** y permite procesar volúmenes de hasta **1,5 litros (H_2O)**. Por ello, es adecuado para tareas de laboratorio comunes y especializadas.

Gracias a su **diseño compacto**, el equipo se puede usar incluso en espacios reducidos. Además, su **pantalla TFT de gran tamaño** permite leer los parámetros con claridad, incluso desde largas distancias o fuera de una campana extractora. De este modo, es práctico para **homogeneización de muestras de baja viscosidad** y procesos sencillos de investigación.

El T 18 mini digital también incluye una **amplia variedad de elementos de dispersión**, lo que facilita aplicaciones de emulsificación, dispersión, suspensión y reducción de partículas hasta el rango micrométrico.

Información técnica Homogeneizador T 18 mini digital ULTRA-TURRAX®

- **Potencia motor (consumo):** 210 W
- **Potencia motor (suministro):** 160 W

ventas@abatec.com.mx

- **Volumen de trabajo (H_2O):** 0.001 – 1.5 l
- **Viscosidad máxima:** 2000 mPas
- **Rango de velocidad:** 3000 – 25000 rpm
- **Desviación de velocidad:** ±3 %
- **Control de velocidad:** progresión
- **Indicador de velocidad:** LED
- **Nivel de ruido (sin elemento):** 75 dB(A)
- **Motor:** corriente continua sin escobillas
- **Diámetro del brazo de extensión:** 13 mm
- **Longitud del brazo de extensión:** 160 mm

ventas@abatec.com.mx