

T 25 easy clean digital ULTRA-TURRAX®

Descripción

El T 25 easy clean digital ULTRA-TURRAX® es un dispersor de alto rendimiento, ideal para trabajar con volúmenes de 1 a 2.000 ml (agua). Además, ofrece una regulación electrónica de velocidad de 3.000 a 25.000 rpm, lo que permite un control preciso y estable durante todo el proceso. Gracias a la amplia selección de herramientas de dispersión S 25, el equipo resulta muy versátil. De esta manera, puede aplicarse en múltiples ámbitos, tales como la homogeneización de muestras médicas, la emulsión de cosméticos o la suspensión de pinturas. Asimismo, al combinarse con un reactor de laboratorio IKA, es posible realizar dispersión en vacío o bajo presión. Por lo tanto, las posibilidades de uso en el laboratorio se amplían de forma significativa. En consecuencia, el T 25 easy clean digital se convierte en una herramienta práctica y confiable para aplicaciones exigentes. Finalmente, su diseño robusto y su control electrónico garantizan resultados reproducibles y seguros.

Información técnica T 25 easy clean digital ULTRA-TURRAX®

- Potencia motor (consumo): 500 W
- Potencia motor (suministro): 400 W
- Rango de volumen (H_2O): 0.001 – 2 l
- Viscosidad máxima: 5000 mPas
- Rango de velocidad: 3000 – 25000 rpm
- Desviación de velocidad: ±2 %
- Control de velocidad: progresión
- Indicador de velocidad: LED

ventas@abatec.com.mx

- Nivel de ruido (sin elemento): 70 dB(A)

ventas@abatec.com.mx