

Tube Mill control

Descripción

El **Tube Mill control** de IKA es un **molino de carga innovador** con **cámaras de molienda desechables**, diseñado para **eliminar contaminaciones cruzadas** y simplificar los procesos de laboratorio al prescindir de la limpieza laboriosa.

La **cámara de molienda y la tapa son transparentes**, permitiendo **observar el proceso en todo momento**. El molino es apto para **materiales duros, secos y quebradizos** con dureza de hasta **5 Mohs**, siendo especialmente útil para moler semillas como maíz o trigo.

Información técnica

- **Potencia del motor:** 80 W (consumo 100 W)
- **Rango de velocidad:** 5,000 – 25,000 rpm
- **Velocidad circunferencial máxima:** 65 m/s
- **Volumen utilizable máximo:** 40 ml
- **Solidez máxima del producto:** 5 Mohs

ventas@abatec.com.mx

- **Tamaño máximo de grano:** 10 mm
- **Tiempo de conexión:** 3 min
- **Principio de funcionamiento:** Corte / impacto
- **Desviación de velocidad:** ±2 %
- **Dimensiones:** 180 x 170 x 300 mm
- **Peso:** 2.7 kg