

Ultracongelador Blizzard HC VIP NU-99578J de 20,4 pies cúbicos (578 L) a -86 °C

Descripción

Descripción general

El Ultracongelador **Blizzard HC VIP NU-99578J** de NuAire es perfecto para almacenar células madre, sangre, tejidos y vacunas con seguridad. Gracias a su aislamiento al vacío y doble compresor, mantiene la temperatura estable y eficiente. Su diseño resistente y silencioso lo hace ideal para laboratorios que cuidan la calidad de sus muestras.

Control fácil y preciso

Este congelador tiene un panel de control al nivel de los ojos que muestra la temperatura interna, ambiente y voltaje en tiempo real. Cuenta con alarmas visuales y sonoras que avisan si hay algún problema, para proteger sus muestras. Además, permite ajustar la temperatura y las alarmas según sus necesidades.

Aislamiento avanzado para protección superior

Este congelador ultrabajo incorpora puertas interiores aisladas con pestillos individuales para mantener la estabilidad térmica y proteger muestras sensibles. Los paneles aislados al vacío

ventas@abatec.com.mx

junto con espuma de poliuretano de alta densidad maximizan el rendimiento térmico y la capacidad de almacenamiento. Sus puertas exteriores cuentan con juntas cuádruples y elementos calefactores que previenen la formación de hielo, reduciendo pérdidas de frío y garantizando un ambiente ISO clase 5.

Diseño ergonómico y acceso sencillo

El **NU-99578J** incluye un puerto de ecualización de presión con mecanismo calefactado para facilitar la apertura de la puerta tras la inserción de muestras, evitando acumulación de hielo. La puerta exterior tiene un pestillo de garra para un sellado hermético y cerradura con llave para mayor seguridad. Las puertas interiores con pestillos individuales permiten organizar el almacenamiento sin afectar la temperatura general, combinando practicidad y protección en un solo equipo.

Gestión eficiente de datos y conectividad

Este congelador ofrece opciones avanzadas para la gestión de datos: puerto USB para exportar registros históricos, alarmas remotas y puertos RS485 para integrar el monitoreo con software externo. Además, puede incluir un registrador gráfico opcional que supervisa y registra la temperatura interna, garantizando un seguimiento preciso y seguro que cumple con las demandas de los laboratorios modernos.

ventas@abatec.com.mx