

# Ultracongelador Blizzard VFT NU-99729VFT (729L) 25,7 pies cúbicos. pies -86°C

## Descripción

# Descripción general

Presentamos el Ultracongelador Blizzard VFT NU-99729VFT (729L) 25,7 pies cúbicos. pies -86°C, diseñado por expertos para laboratorios que requieren un almacenamiento económico a temperaturas ultrabaja en un formato compacto. Este congelador utiliza refrigerantes HC, lo que garantiza un funcionamiento energéticamente eficiente. Su robusta estructura, que combina paredes de acero con aislamiento compuesto de VIP y poliuretano, garantiza una protección térmica óptima. La distribución interna cuenta con múltiples puertas aislantes y estantes de acero inoxidable, lo que facilita el acceso y mantiene la estabilidad de la temperatura. El panel de control electrónico frontal muestra constantemente los parámetros de funcionamiento, y un puerto USB permite un amplio registro de datos. El NU-99338J es la solución perfecta para laboratorios que necesitan un almacenamiento fiable a temperaturas ultrabaja en un modelo compacto y de bajo consumo.

## Control y monitoreo confiables

Nuestro ultracongelador de -86 °C cuenta con un sistema de control electrónico a la altura de la vista que ofrece una visibilidad clara y un fácil acceso a datos cruciales. Este confiable sistema muestra la temperatura interna y ambiente, los niveles de voltaje y más. En caso de irregularidades, alerta rápidamente a los usuarios con alarmas sonoras y visuales. Los



ventas@abatec.com.mx

indicadores luminosos informan sobre el estado del congelador, incluyendo las alarmas y las necesidades de mantenimiento. La navegación intuitiva y la función de contraseña segura permiten personalizar la configuración de temperatura, las alarmas y otras preferencias, garantizando un rendimiento óptimo y la seguridad de las muestras.

## Exportación de datos optimizada con puerto USB integrado

El puerto USB integrado facilita la descarga de grandes cantidades de datos. Es ideal para instalaciones con protocolos de informes estrictos y permite acceder fácilmente a varios años de registros de temperatura y funcionamiento.

## Aislamiento mejorado para un almacenamiento frigorífico óptimo

Revolucione el almacenamiento en frío: Este ultracongelador de -86 °C cuenta con tecnología de aislamiento de vanguardia. Su cuerpo principal integra poliuretano y aislamiento VIP, lo que proporciona una barrera excepcional para preservar las bajas temperaturas. La puerta exterior cuenta con una junta cuádruple para evitar la pérdida de aire frío, complementada con un pestillo resistente para un sellado seguro. En el interior, las puertas interiores segmentadas, cada una con aislamiento y una junta única, ofrecen un nivel adicional de control de temperatura. Los estantes de acero inoxidable, alineados con estas puertas segmentadas, permiten un acceso rápido a muestras específicas, manteniendo la integridad de los demás compartimentos.